

OTICON | More

Tenha acesso à **cena sonora completa**

Com o aparelho auditivo que fornece suporte ao funcionamento natural do cérebro



oticon
life-changing technology

É hora de aproveitar mais da vida



Menos não é o suficiente para o seu cérebro

Você já pensou como seria ótimo ouvir mais sobre o que está acontecendo ao seu redor? Isso não é possível com os aparelhos auditivos tradicionais porque eles são projetados para focar apenas na fala que vem da sua frente. Mas essa não é a maneira ideal de tratar a perda auditiva.

Com uma cena sonora muito limitada, torna-se difícil acompanhar as conversas. E é quase impossível ouvir os sons de fundo - que são vitais para a audição natural. Mais importante, uma cena sonora limitada impede que seu cérebro obtenha as informações sonoras das quais ele necessita.



Seu cérebro precisa de mais acesso

A cena sonora ao seu redor muda constantemente de maneiras imprevisíveis - onde quer que você esteja. Portanto, seu cérebro evoluiu para lidar com toda essa complexidade e criar significado a partir dela.

Na Oticon, nos concentramos entender melhor o cérebro e desenvolver tecnologia que forneça suporte a ele. Uma nova pesquisa mostrou que o cérebro precisa de acesso a toda cena sonora para compreender naturalmente os sons*.

VOCÊ SABIA?

Você escuta com o cérebro, não com as orelhas. Suas orelhas capturam os sons para que seu cérebro possa identificá-los, localizá-los e decidir quais ouvir.

*O'Sullivan, et al (2019). Puvvada, K. C., & Simon, J. Z. (2017).



Impulsionado pela Deep Neural Network

A DNN é uma tecnologia que treinamos com 12 milhões de cenas sonoras da vida real. Esta inteligência integrada garante que cada som individual seja entregue com detalhes e clareza.



Ouçá mais com menos esforço



Comprovado em facilitar para o cérebro

Por meio de testes, podemos ver que o Oticon More torna os sons até 60% mais claros dentro do cérebro*. Isso mostra precisamente como fica mais fácil ouvir os sons ao seu redor.

Na verdade, quando comparado ao nosso melhor aparelho auditivo até o momento, você irá ouvir e entender 15% mais do que é dito, ajudando você se lembrar mais sobre, mais tarde*.

* Santurette, S., Ng, E. H. N., Juul Jensen, J., & Man K. L., B. (2020). Oticon More clinical evidence. Oticon Whitepaper.



“

De repente, eu fui capaz de **conversar com todos** [à mesa].

Eu fui capaz de ouvir o que estava acontecendo ao meu redor.

Era muito confortável.”

_____ *Ketty, Usuária Oticon More*

“

Existem muitos mais sons ‘menores’ [...] aos quais normalmente eu não reagiria.”

_____ *Lone, Usuário Oticon More*

“

Acho que **a qualidade sonora nesses aparelhos auditivos é incrível.**

Foi mais fácil participar de uma conversa ao redor da mesa, sem perder a noção do som de fundo.”

_____ *Berit, Usuário Oticon More*

Esses depoimentos representam apenas a opinião do indivíduo em questão e podem não ser representativos da experiência de outras pessoas. Os depoimentos não são pagos e podem não ser indicativos do desempenho ou sucesso futuro de quaisquer outras pessoas.

Conecte-se aos seus dispositivos favoritos

Com Oticon More você pode desfrutar da transmissão sonora de alta qualidade dos seus dispositivos favoritos.




Transmissão direta do iPhone® e Android™

Desfrute do streaming de alta qualidade diretamente do iPhone, iPad® e dispositivos Android.*



Faça chamadas viva-voz de qualquer smartphone

Use o ConnectClip para fazer chamadas sem usar as mãos de qualquer smartphone moderno.



Transmita o som da sua TV

Com o Adaptador de TV da Oticon, você pode transmitir som diretamente de sua TV.



Conecte-se ao microfone remoto

Transmita sem fio a voz de alguém para os seus aparelhos auditivos com o ConnectClip.



Made for

iPhone | iPad | iPod

Works with

android



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Apple, a logotipo da Apple, iPhone, iPad e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registrado nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Android, Google Play e a logotipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC..



O Oticon ON app - Controle na ponta dos dedos

O Oticon ON permite personalizar sua experiência auditiva por meio do novo equalizador ao ajustar o som durante o streaming. Você também pode ajustar o volume, alterar o programa, verificar o nível de bateria e controlar outros dispositivos Oticon. Ele ainda vem com o recurso “Encontrar meus aparelhos auditivos”.

Para mais informações, visite **oticon.global/connectivity**

* Os dispositivos Android precisam ser compatíveis com Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) para permitir streaming direto para o Oticon More. Visite oticon.global/compatibility para obter mais informações.

Tenha mais
qualidade na sua vida



Energia para um dia inteiro. Todos os dias.

O recarregável Oticon More vem com um estiloso carregador que leva apenas três horas para dar a você um dia inteiro de vida útil da bateria - inclusive se você transmitir som de outros dispositivos.*

- Sem baterias descartáveis = menos incômodo
- Recarga rápida de 30 minutos fornece seis horas adicionais de energia
- Prático, fácil de usar e confiável

* O desempenho da bateria de íon-lítio varia de acordo com a perda auditiva, estilo de vida e comportamento de streaming.



Escolha a cor ideal para você

Oticon More está disponível em oito cores atrativas para combinar com o seu tom de pele ou cor de cabelo, ou você pode fazer com que ele se destaque como outras tecnologias vestíveis modernas.



C091
Cinza Prata



C090
Croma Bege

Para saber o que o Oticon More pode fazer por você, converse com seu fonoaudiólogo hoje ou acesse **oticon.global/more**



life-changing
technology

Entre em contato com o seu fonoaudiólogo:

71 9 8108.9117
71 3264.8310



SONORA
CENTRO AUDITIVO

73269BR / 2021.08.10 / v1

oticon.global/more

oticon
life-changing **technology**